

尿二次検査について

● 変更点

① 2種類の検査容器でのご提出が必要となります。

② 令和2年度より、尿自動分析装置を用いて検査をおこなうため、尿検査容器にバーコードシールの貼付が必要となります。（尿自動分析装置用の＜A＞の容器のみ、バーコードシールの貼付が必要）

◆ 採尿前日の注意

- ① 前日の夕方から、ビタミンCをふくんだ薬剤（ビタミン剤等）やジュース類は飲まないでください。
- ② 夜寝る前に必ず一度排尿してから就寝してください。

■ 採尿の手順

【お願い】生理中の採尿は避けてください。

①

朝起きてすぐの尿をとります。
出始めの尿はとらないで、
中ごろから終わりの尿をコップに
受けてください。
※起床後に動きまわった後の尿では、
正確な結果が出ない場合があります。

②

容器のキャップをはずし、中央部をぎゅっと押して、
コップ内の尿を吸い上げてください。

※＜A＞と＜B＞2つの容器に尿をとってください。

＜A＞



＜B＞



※尿量が足りない場合は、
容器を上に向け、容器内の空気を出してから、
もう一度吸いあげてください。

③

＜A＞の容器は、容器に表示されている
『←このあいだに入れる→』の
表示範囲内で採尿してください。
＜B＞の容器は、容器に表示されている
『ここまで入れる』まで採尿してください。
※尿が漏れないようにキャップを
しっかりしめてください。

④

＜A＞の容器のみ、袋上部の「二次 検尿容器用ラベル」をはがし、
容器に巻きつけるように貼ってください。
※矢印が上（キャップ側）になるように貼ってください。
＜B＞の容器にシールの添付は不要です。
＜A＞と＜B＞2つの容器のみを容器入袋に入れ、提出してください。
（ビニール袋やティッシュペーパー等はいれしないでください。）

＜A＞



『←このあいだに入れる→』の
表示範囲内で採尿してください。


＜B＞



『ここまで入れる』
まで、採尿してください。



※バーコードシールをはがし、
容器に巻きつけるように
貼ってください。



容器
上部
ライン
に合
わせ
て
貼
っ
て
く
だ
さ
い。



←こちらのQRコードから当協会ホームページにアクセスすると「尿のとりかた」を動画で
確認いただくことができます。

保護者の方にもご理解いただけるよう、容器入袋の裏面にもQRコードを記載しております。



一般財団法人 石川県予防医学協会

TEL(076)249-7222(代) FAX(076)269-4663

〒920-0365 金沢市神野町東115番地